

**Lemi**  
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT



DIAGNOSTICA  
FISIOTERAPIA

DIAGNOSTICS  
PHYSIOTHERAPY



## COD. 1093

*Lemi Physiobed is the bed specially designed for physiotherapy, rehabilitation and diagnosis sessions. The two-section mattress with face hole is adjustable by means of a gas spring, reclining up to 50°. The bed is easily adjustable in height by means of a practical perimeter bar control.*

Lemi Physiobed è il lettino studiato appositamente per sedute di fisioterapia, riabilitazione e diagnosi. Il materasso a due sezioni con foro viso è regolabile tramite molla a gas, reclinabile fino a 50°. Il lettino è facilmente regolabile in altezza tramite un pratico comando a barra perimetrale.

Mattress with face hole / Materasso con foro viso

Pedal for transfer wheels system  
Pedale sistema ruote per trasferimento

*\* The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.*

*\* Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale della finitura.*

\* B: RAL 9002 | M: Nefos 6985


Standard version / Versione standard

Version with transfer wheels /  
Versione con ruote per trasferimento


## Focus on

- 1 electric motor for height adjustment
- Manually adjustable backrest with gas-spring
- Two-section mattress with face hole
- Perimeter bar control
- Option for transfer wheels system upon request
- Fire retardant, "Azo" free, antibacterial and antifungal mattress covering
- Extremely solid metal base
- Roll-holder included
- Maximum client/practitioner comfort

- 1 motore per la regolazione dell'altezza
- Schienale regolabile manualmente mediante molla a gas
- Materasso a 2 sezioni con foro viso
- Comando barra perimetrale
- Opzione sistema ruote per trasferimento su richiesta
- Rivestimento ignifugo, "Azo" free, antibatterico, antimicotico
- Base metallica estremamente solida
- Portarotolo incluso
- Massimo comfort cliente/operatore



## Packaging details



MAXIMUM CAPACITY  
PORTATA MASSIMA  
**150 kg**

# MOVEMENTS

- 1 electric movement: height
- 1 manual movement: backrest (with gas spring)



49-98 cm  
(19"-39")

Electric height  
Altezza elettrica


Two-section mattress with face hole  
Materasso a due sezioni con foro viso



Version with transfer wheels system  
Versione con sistema ruote per trasferimento

# MOVIMENTI

- 1 movimento elettrico: altezza
- 1 movimento manuale: schiena (con molla a gas)



50°

Manual backrest  
Schiena manuale

Perimeter bar control  
Comando barra perimetrale





# BASE CUSTOMIZATION

We provide a solid base completely realized in metal, made within our company. It is a very scratch resistant and easy to clean material.

# PERSONALIZZAZIONE BASE

Forniamo una base solida completamente in metallo, realizzata all'interno della nostra azienda. È un materiale molto resistente ai graffi e facile da pulire.

# MATTRESS CUSTOMIZATION

Nefos is the exclusive upholstery line by Lemi. The innovative material and its special finishing touch guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best.

# PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Nefos è la linea di rivestimento esclusive di Lemi. L'innovativo materiale e il suo speciale tocco di finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni. Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam.

Available finishing for LEMI PHYSIOBED  
Finiture disponibili per LEMI PHYSIOBED



Grey RAL 9002  
Grigio RAL 9002

## NEFOS COLORS

## COLORI NEFOS

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 6    | 1155 | 1182 | 1957 | 6985 | 3962 | 2124 |
| 2146 | 1194 | 6986 | 64   | 71   | 2173 | 1388 |
| 667  | 680  | 569  | 1843 | 1868 | 6942 | 6941 |
| 5946 | 6940 | 4942 | 1305 | 991  | 8009 | 8019 |



The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when viewed through a screen. Therefore, the **SELECTION OF THE MATTRESS FABRICS** must take place **AFTER CONSULTING** the **PHYSICAL SAMPLES** in the **NEFOS COLOR CHART**.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la **SELEZIONE DEI RIVESTIMENTI DEI MATERASSI** deve avvenire **PREVIA CONSULTAZIONE** della **CAMPIONATURA FISICA** nella **CARTELLA COLORI NEFOS**.

# ACCESSORIES UPON REQUEST ACCESSORI SU RICHIESTA

All Medical chairs have a standard setting customizable upon request.  
Tutte le poltrone Medicali hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.



Transfer wheels system  
Sistema ruote per trasferimento



Short guides couple  
Coppia guide corte



Fixed clamp  
Morsetto fisso



Medical armrest couple (to be fixed with rotatable clamp and guides on the back)  
Coppia braccioli medicali  
(da fissare con morsetti girevoli e guide schiena)



UK cable  
Cavo UK



USA cable  
Cavo USA



Customization with logo  
Personalizzazione con logo

# TECHNICAL REQUIREMENTS

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### ELECTRIC REQUIREMENTS / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| VOLTAGE<br>VOLTAGGIO | FREQUENCY<br>FREQUENZA | ABSORPTION<br>ASSORBIMENTO | TRANSFORMER<br>TRASFORMATORE | PROTECTION<br>RATING<br>GRADO DI<br>PROTEZIONE | ELECTRIC SYSTEM CONFORMS<br>TO CEI NORMS<br>IMPIANTO<br>ELETTRICO<br>a norme CEI | CONTROL BOX<br>CENTRALINA |
|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|
| 230/110V ac          | 50/60 Hz               | 0,7 - 1 A max              | 130 Va                       | IP 54  | 4  | class II<br>classe II     |

### TECHNICAL SPECIFICATION / SPECIFICHE TECNICHE

|  |  |
|--|--|
| MINIMUM HEIGHT: 49 CM / 19,3"                        | ALTEZZA MINIMA: 49 CM                                  |
| MAXIMUM HEIGHT : 98 CM / 38,6"                       | ALTEZZA MASSIMA: 98 CM                                 |
| ANGLE OF INCLINATION BACK REST: 50°                  | ANGOLO INCLINAZIONE SCHIENA: 50°                       |
| MATTRESS LENGTH: 203 CM / 80"                        | LUNGHEZZA MATERASSO: 203 CM                            |
| MATTRESS WIDTH: 66 CM / 25,8"                        | LARGHEZZA MATERASSO: 66 CM                             |
| MATTRESS THICKNESS: 6 CM / 2,6"                      | SPESSORE MATERASSO: 6 CM                               |
| LATEX-FREE, NON-TOXIC AND NON-CARCINOGENIC MATERIALS | MATERIALI PRIVI DI LATTICE, ATOSSICI E NON CANCEROGENI |
| FIRE-RESISTANT UPHOLSTERY : UNI 9175 CLASS I M       | RIVESTIMENTO IGNIFUGO: UNI 9175 CLASS I M              |

### WARRANTY / GARANZIA


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| STRUCTURE: 10 YEARS         | STRUTTURA: 10 ANNI         |
| MOTORS AND CONTROL: 2 YEARS | MOTORI E CONTROLLI: 2 ANNI |
| CUSHION: 5 YEARS            | MATERASSO: 5 ANNI          |

# LEMI MATTRESSES

The **MATTRESSES** of the **LEMI MEDICAL** line are made with the best quality materials to ensure maximum comfort for both the patient and the doctor.

I **MATERASSI** della linea **MEDICALE** **LEMI** sono realizzati con materiali della migliore qualità per garantire il massimo comfort sia per il paziente che per il medico.

LEMI PHYSIOBED



THICKNESS  
SPESSORE  
6cm | 2,6"



## MATTRESS WITH FACE HOLE MATERASSO CON FORO VISO

The face hole with filling cushion is designed to keep the head in the correct position while the patient is in the prone position.

Il foro viso con cuscino riempitivo è studiato per mantenere la testa in posizione corretta mentre il paziente è in posizione prona.



## MEDICAL ARMREST BRACCIOLI MEDICALI

The medical armrests on request ensure maximum comfort for the patient while in a sitting position.

I braccioli medicali su richiesta consentono di garantire massimo comfort al paziente mentre è in posizione seduta.



## ROLL HOLDER PORTAROTOLO

The integrated roll holder allows quick replacement of the roll of paper, keeping the bed sanitized between one session and another.


Il portarotolo integrato permette la sostituzione veloce del rotolo di carta, mantenendo il lettino igienizzato tra una seduta e l'altra.

## THE PERFECT PARTNER FOR YOUR SESSIONS

### IL PARTNER PERFETTO PER LE TUE SEDUTE

Lemi Physiobed has been designed to meet the **needs of the professional** during **physiotherapy sessions**. The **solid structure**, with simple lines and the practical **pedal controls** make it the **perfect partner** during **sessions**, guaranteeing **maximum comfort** for both **patient** and **operator**.

Lemi Physiobed è stato progettato per andare incontro alle **esigenze del professionista** durante le **sedute di fisioterapia**. La **struttura solida**, dalle linee semplici e i pratici **comandi a pedale** lo rendono il **partner perfetto** durante le **sedute**, garantendo **massimo comfort** per **paziente** ed **operatore**.



## TRANSFER WHEELS / RUOTE PER TRASFERIMENTO

The practical foot control allows a quick and safe activation of the wheel system, in order to move the bed with ease.

Il pratico comando a pedale permette una veloce e sicura attivazione del sistema ruote, in modo da muovere il lettino con facilità.

## REGULATIONS

All Equipment is  marked

### Electrical equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations  
Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.

### Hydraulic equipment and beds


Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations

### Images

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

---

## NORME

Tutte le attrezzature sono a marchio 

### Attrezzature e lettini elettrici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione  
Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.

### Attrezzature e lettini idraulici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione

### Immagini

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.

  
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

### Brusaferri & C srl

Via Mara Maretti Soldi, 13  
26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY  
Phone +39-0374-363069 Fax +39-0374-363071  
info@lemigroup.it service@lemigroup.it

[www.lemigroup.it](http://www.lemigroup.it)